

DESTINATAIRES : Le personnel clinique, les gestionnaires cliniques et les médecins
EXPÉDITEURS : André Poirier, microbiologiste-infectiologue, chef de service de la microbiologie
Miriam Verville, coordonnatrice de biologie médicale
DATE : Le 19 mai 2020 (remplace la note de service du 30 avril 2020)
OBJET : **Conservation et approvisionnement des milieux de transport pour les prélèvements du SARS-CoV-2 (COVID-19)**

Veuillez prendre note qu'il y a des modifications de la conservation et de l'approvisionnement des ensembles de prélèvement avec milieu pour le SARS-CoV-2 ainsi que des boîtes de catégorie B lorsque transport routier requis.

Conservation des milieux de Hank's (rose-orangé)

- Conservation des milieux au congélateur (-20C) jusqu'à la date de péremption inscrite;
- Décongeler avant utilisation;
- Se conserve 24 heures une fois décongelé, jeter si non utilisé;
- Conserver à froid (4C) une fois le prélèvement effectué et jusqu'à l'acheminement au laboratoire.

Conservation des milieux en eau moléculaire (transparent)

- Conservation des milieux au réfrigérateur (4C) jusqu'à la date de péremption inscrite;
- Conserver à froid (4C) une fois le prélèvement effectué et jusqu'à l'acheminement au laboratoire

Approvisionnement

- Commander directement au laboratoire de votre établissement les milieux en petites quantités afin d'éviter le gaspillage entre 8 h et 16 h du lundi au vendredi;
- Si vous prévoyez utiliser plus de **50 prélèvements** par jour (dépistage élargie), s.v.p. avisez le laboratoire du RLS de Trois-Rivières afin de prévoir les quantités suffisantes.
- Lorsqu'un transport routier est requis, aviser le laboratoire afin qu'il vous envoie la boîte de catégorie B.

Liste des laboratoires

RLS HDA : 819 357-2030, poste 2354
RLS Drummondville : 819 478-6464, poste 23325
RLS Maskinongé : 819 228-9486, poste 2159
RLS BNY : **819 293-2071**, poste 52264
RLS Trois-Rivières : 819 697-3333, poste 63490
RLS Shawinigan : 819 536-7500, poste 2501
RLS Haut St-Maurice : 819 523-4581, poste 2005

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Vous remerciant de votre habituelle collaboration.