





Les tests de dépistage disponibles pour les travailleurs de la santé du CIUSSS MCQ

Aide-mémoire



Mise à jour le 23 septembre 2022

Nom du test	Type de test	Fonctionnement	Où / Comment le réaliser	Consignes pour les travailleurs de la santé
TAAN/PCR-LABO	<p>Test d'amplification des acides nucléiques</p> <p>Il s'agit du test de dépistage de la COVID-19 le plus utilisé et le plus fiable actuellement. Le TAAN-labo détecte la présence du virus dans l'échantillon en amplifiant le matériel génétique viral à des niveaux détectables.</p>	<p>Nasopharyngé</p>  <p>Le prélèvement nasopharyngé, c'est-à-dire dans le nez et la gorge, à l'aide d'un écouvillon offre la meilleure performance, mais peut parfois être douloureux.</p>	<p>Dans l'une de nos cliniques désignées de dépistage (CDD)</p>	<p>Avec ou sans symptômes</p> <p>Complétez ce formulaire ciusssmcq.ca/declarationCOVID-19 aussi disponible ici : CIUSSSMCQ.CA< information< intranet COVID-19-employés</p> <p>Pour les séquences de dépistage suite au premier test, prenez vos rendez-vous :</p> <p>En ligne https://clients3.clicsante.ca/10165/take-appt</p> <p>ou</p> <p>Par téléphone : 1 877 644-4545</p>
		<p>Gargarisme</p>  <p>Il suffit de se gargariser avec une petite gorgée d'eau pour prélever de la salive qui est ensuite analysée en laboratoire. Ce type de prélèvement peut être offert aux personnes qui sont capables de se gargariser, soit les enfants de 5 ans et plus et les adultes. Il est plus confortable que le prélèvement nasopharyngé.</p>	<p>Dans l'une de nos cliniques désignées de dépistage (CDD)</p> <p>Ou</p> <p>Via la trousse de dépistage par gargarisme à domicile : Compléter le formulaire Web. via autoprelevement.ciu.ssmcq.ca/ou</p>	
TAAN/PCR RAPIDE	<p>ID-NOW Test rapide</p> <p>Les résultats sont généralement transmis en moins de deux heures.</p>	<p>Prélèvement : Nez-gorge</p>  <p>Ces tests sont administrés sur place par des professionnels de la santé en centre de dépistage et offrent <u>une fiabilité presque comparable</u> aux tests en laboratoires pour les personnes présentant des symptômes.</p>	<p>Dans l'une de nos cliniques désignées de dépistage (CDD)</p>	<p>Avec symptômes seulement</p> <p>Complétez ce formulaire ciusssmcq.ca/declarationCOVID-19 aussi disponible ici : CIUSSSMCQ.CA< information< intranet COVID-19-employés</p>

Nom du test	Type de test	Fonctionnement	Où / Comment le réaliser	Consignes pour les travailleurs de la santé
TEST ANTIGÉNIQUE	<p>Test rapide</p> <p>(Panbio BD-Veritor Fastep et autres tests antigéniques)</p> <p>Les résultats sont disponibles en 15 à 30 minutes. La performance de ce type de test est généralement inférieure aux tests offerts en laboratoire.</p>	<p>Prélèvement : Nez</p>  <p>Ils peuvent ressembler à un test de grossesse, en utilisant des sécrétions recueillies par un écouvillon dans le nez et/ou la gorge qu'on dilue dans un tampon.</p>	<p>Dans l'une de nos cliniques désignées de dépistage (CDD)</p> <p style="text-align: center;">Ou</p> <p>Se le procurer dans les pharmacies communautaires</p>	<p>Test utilisé seulement pour les employés dans les situations suivantes :</p> <p><u>Employé non vacciné avec dépistage obligatoire. Le dépistage se fait dans les secteurs où travail l'employé non-vacciné.</u></p> <p><u>Comme test de contrôle pour retour au travail suivant un test TAAN positif.</u> Des directives vous seront transmises par l'équipe de SST-COVID19. Des tests rapides seront fournis à tous les employés.</p>

Pour connaître les autres groupes prioritaires pour le dépistage TAAN, veuillez consulter la page suivante : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/faire-test-de-depistage#c131824>