



MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT PAR GARGARISME pour le diagnostic de la COVID-19

1. Se placer à au moins 2 mètres de quiconque et se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique.
2. 5 millilitres d'eau vous seront fournis dans un petit gobelet gradué jetable.
3. Se gargariser avec cette eau :



4. Recrachter le contenu de la bouche dans le gobelet en prenant garde de ne pas en verser à l'extérieur.
5. Déposer le gobelet sur la table prévue à cet effet.
6. Se lavez les mains avec une solution hydroalcoolique. Vous pouvez maintenant quitter.



Merci de votre collaboration!

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec

Québec 